

Anticorpo Policlonale Anti-Chrng Per Wb, Elisa - P07510

Numero articolo: CM0028088

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la sottounità gamma del recettore dell'acetilcolina umano (CHRNA3). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso campioni umani, di topo e ratto. Adatto per applicazioni di ricerca su canali ionici e giunzioni neuromuscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHRNA3 Rabbit pAb
Note/Alias	ACHNA3; CHRNA3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1146
GeneID	1146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 328-517 della CHRNA3 umana (NP_005190.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07510
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio