

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cromogranina B Per Wb, Elisa - P05060

Numero articolo: CM0010923

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cromogranina B (SCG1) per WB e ELISA, con reazione crociata verso umano e ratto. Ideale per la ricerca sulle granule di secrezione neuroendocrine e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Cromogranina B
Note / Alias	SCG1; Chromogranin B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1114
GenelD	1114
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P05060
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio