

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chtf18 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wvb6

Numero articolo: CM0024489



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHTF18 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA.

Riconosce CHTF18 umano e di ratto, un fattore di coesione cromosomica. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHTF18 Rabbit pAb
Note/Alias	CHL12; Ctf18; RUVBL; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHTF18
Specie	Umano
GeneID (umano)	63922
GeneID	63922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 794-975 di CHTF18 umano (NP_071375.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8WVB6
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio