

Anticorpo Policlonale Anti-Chuk (Ikk α) Per If/Icc, If-P, Elisa - G3V926

Numero articolo: CM0020569

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CHUK di ratto (IKK α , IkbKA). Validato per IF/ICC, IF-P, ELISA con reattività crociata per umano e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHUK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Ikk α ; Ikbka
Specie	Ratto
GenelD (Umano)	1147
GenelD	309361
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 400-660 del CHUK di ratto (NP_001101058.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	G3V926
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio