

Anti-Chx10 (Vsx2) Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb E Elisa - P58304

Numero articolo: CM0002269

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting CHX10 (VSX2) umano, validato per Western blot e ELISA con cross-reattività con topo e ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo retinico e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHX10 Coniglio mAb
Note/Alias	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	338917
GenelD	338917
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 262-361 del CHX10 umano (P58304)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	P58304
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio