

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciap2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13489

Numero articolo: CM0017133



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro cIAP2 umano (BIRC3, API2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, la segnalazione NF-kB e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	cIAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	AIP1; API2; MIHC; CIAP2; HAIP1; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	330
ID Gene	330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-130 di cIAP2 umano (NP_001156.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13489
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio