


Anticorpo Policlonale Anti-Ciapi1 Per Wb, If/Icc - Q6Fi81

Numero articolo: CM0029187



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CIAPIN1 per applicazioni WB, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce CIAPIN1 umano e murino, una proteina di assemblaggio del cluster Fe-S coinvolta nella biogenesi del ferro-zolfo citosolico e nella regolazione dell'apoptosi. Ottimale per la ricerca sulla morte cellulare e il metabolismo del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CIAPIN1 Rabbit pAb
Note/Alias	DRE2; CIAE2; PRO0915; Anamorsin; CIAPIN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57019
GeneID	57019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-312 di CIAPIN1 umano (NP_064709.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q6Fi81
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio