


Anticorpo Policlonale Anti-Cib1 Per Wb, Elisa - Q99828

Numero articolo: CM0028384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a CIB1 umano, validato per Western blotting (WB) e ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, della segnalazione delle integrine e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	CIB1 Rabbit pAb
Note/Alias	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10519
GeneID	10519
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-191 del CIB1 umano (NP_006375.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99828
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio