

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cic (Capicua) Per Wb Ed Elisa - Q96Rk0

Numero articolo: CM0013996



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CIC (omologo capicua) umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per studi sullo sviluppo del SNC e sulla repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CIC Rabbit pAb
Note/Alias	MRD45; CIC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23152
ID Gene	23152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1379-1608 di CIC umano (NP_055940.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q96RK0
Peso Proteico	164kDa
Spedizione	Sacca refrigerante