


Anticorpo Policlonale Anti-Cideb Per Wb, Elisa - Q9Uhd4

Numero articolo: CM0019387



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CIDEB umano, validato per WB ed ELISA. Rileva CIDEB endogeno negli studi sulle goccioline lipidiche e presenta reattività crociata con il topo. Adatto per la biologia degli epatociti e la ricerca sulla maturazione delle VLDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb CIDEB di coniglio
Note/alias	CIDEB; attivatore della morte cellulare CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Specie	Umano
GeneID (umano)	27141
GeneID	27141
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-160 di CIDEB umano (NP_001305736).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9UHD4
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante