


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cideb Per Wb, Elisa - Q9Uhd4

Numero articolo: CM0021272



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CIDEB umano, validato per WB ed ELISA. CIDEB è una transferasi lipidica coinvolta nella fusione dei goccioline lipidiche, nella maturazione delle VLDL e nell'ingresso dell'HCV. Adatto per la ricerca su malattie epatiche e metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CIDEB Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CIDEB; attivatore della morte cellulare CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27141
GeneID	27141
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UHD4
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio