

Anticorpo Policlonale Anti-Cingulina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2M7

Numero articolo: CM0021864

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la cingulina umana (CGN). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio della biologia delle giunzioni strette e della barriera epiteliale. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb CGN di coniglio
Note/Alias	CGN; cingulina
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	57530
ID del gene	57530
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 904-1203 della CGN umana (NP_065821.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9P2M7
Peso della proteina	137 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante