

Anticorpo Policlonale Anti-Cinp (Proteina Interagente Con La Chinasi 2 Ciclina-Dipendente) Per Wb, Elisa - Q9Bw66

Numero articolo: CM0020405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CINP umana, validato per WB ed ELISA. Rileva la CINP umana e di ratto. Adatto per la ricerca sulla replicazione del DNA, sul ciclo cellulare e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CINP Rabbit pAb
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51550
GeneID	51550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-212 della CINP umana (NP_116019.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q9BW66
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante