

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cip4 Per Wb E Elisa - Q15642

Numero articolo: CM0002118



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cip4 validato per WB e ELISA. Reagisce con la proteina 4 interagente con Cdc42 umana e murina, coinvolta nell'endocitosi e nella segnalazione insulinica. Adatto per la ricerca sul citoscheletro e la biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cip4 Rabbit mAb
Note / Alias	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; Cip4
Specie	Umana
GeneID	9322
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Cip4 umana (Q15642).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q15642
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio