


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cirbp/Cirp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14011

Numero articolo: CM0028951



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CIRBP (CIRP) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo, ratto. Peso molecolare del bersaglio 19 kDa; coinvolto nella risposta allo stress indotta dal freddo e nel legame all'RNA. Per uso in ricerca negli studi sul stress genotossico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	CIRBP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CIRP; CIRBP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1153
Gene ID	1153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 di CIRBP umano (NP_001271.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14011
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio