

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cirh1A Per Wb, Elisa - Q969X6

Numero articolo: CM0030082



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CIRH1A validato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività crociata verso l'uomo e il topo. Bersaglia UTP4, un fattore di biogenesi dei ribosomi coinvolto nel processamento dell'rRNA 18S. Ideale per ricerche sui nucleoli e studi di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CIRH1A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 497-686 della CIRH1A umana (NP_116219.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q969X6
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio