


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cisd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nz45

Numero articolo: CM0018434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Cisd1 umano (mitoNEET), adatto per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio del trasferimento dei cluster ferro-zolfo mitocondriali, del rilevamento redox e della fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CISD1 Rabbit pAb
Note/alias	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55847
GeneID	55847
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-108 di CISD1 umano (NP_060934.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9NZ45
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante