


Anticorpo Policlonale Anti-Cisd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Numero articolo: CM0027393



introduzione

Anticorpo Policlonale Cisd2 da Coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA, cross-reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Bersaglio della proteina contenente il dominio ferro-zolfo CDGSH 2, un regolatore chiave dell'autofagia e proteina legata alla longevità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CISD2 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	493856
GeneID	493856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-135 del CISD2 umano (NP_001008389.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N5K1
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio