


Anticorpo Policlonale Anti-Cisd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Numero articolo: CM0017416



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al Cisd2 umano (ERIS/Miner1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sullo stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CISD2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	493856
ID Gene	493856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-135 del CISD2 umano (NP_001008389.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N5K1
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio