

Anticorpo Policlonale Anti-Cish Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nse2

Numero articolo: CM0017761

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CISH validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce CISH umano, murino e di ratto (CIS-1, SOCS), coinvolto nella segnalazione JAK-STAT5. Originato da coniglio, con proteina ricombinante come immunogeno. Ideale per la ricerca sulla regolazione delle citochine e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CISH Rabbit pAb
Note/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Specie	Umano
GeneID (umano)	1154
GeneID	1154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-130 del CISH umano (NP_659508.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NSE2
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante