

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cish Per Wb, Ip, Elisa - Q9Nse2

Numero articolo: CM0010582

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CISH validato per WB, IP, ELISA in campioni umani. Rileva la proteina contenente SH2 indotta dalle citochine di ~29 kDa, un regolatore chiave della segnalazione JAK-STAT5. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CISH Rabbit mAb
Note/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
Specie	Umana
GeneID (umano)	1154
GeneID	1154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 della CISH umana (NP_659508.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NSE2
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio