

Anticorpo Policlonale Anti-Cish Di Coniglio Per Wb & Elisa - Q9Nse2

Numero articolo: CM0027348

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce CISH umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. CISH regola la segnalazione delle citochine tramite l'inibizione della via JAK-STAT, ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb CISH di Coniglio
Note/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1154
GeneID	1154
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NSE2
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio