

Anticorpo Monoclonale Anti-Citrato Sintasi Per Wb - 075390

Numero articolo: CM0012012



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Citrato Sintasi (CS) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Reagente chiave per studi sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citrato sintasi mAb di coniglio
Note/Alias	CS; Citrato sintasi
Specie	Umana
Gene ID	1431
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 367-466 della Citrato sintasi umana (075390).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O75390
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio