

Anticorpo Monoclonale Anti-Citrato Sintasi Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Numero articolo: CM0007155



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la citrato sintasi umana. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sul ciclo TCA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-citrato sintasi
Note/alias	CS; citrato sintasi; Citrate synthetase
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	1431
ID del gene	1431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-145 della citrato sintasi umana (NP_004068.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O75390
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante