

Mab Coniglio Anti-Citrato Sintasi Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075390

Numero articolo: CM0007118



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Citrato sintasi umana (CS, 075390). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo di Krebs e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Citrato sintasi
Note/Alias	CS; citrato sintasi; Citrato sintasi
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1595
GeneID	1431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-145 della Citrato sintasi umana (NP_004068.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075390
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio