


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ck14 Per Wb, If, Elisa - P02533

Numero articolo: CM0023593



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio CK14 è validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA, con reattività per CK14 umano, di topo e di ratto. Adatto per applicazioni di ricerca in biologia epiteliale e dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CK14 Rabbit pAb
Note/Alias	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; cheratina 14
Specie	Umano
GeneID	3861
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 372-472 della CK14 umana (NP_000517.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02533
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio