

Anticorpo Policlonale Anti-Ckap4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q07065

Numero articolo: CM0025729

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-CKAP4 validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la CKAP4 di uomo, topo e ratto, una proteina di membrana del reticolo endoplasmatico da 66 kDa (SWISS Q07065). Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-CKAP4
Note/Alias	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10970
ID Gene	10970
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-400 della CKAP4 umana (NP_006816.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07065
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio