


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ckap5 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - Q14008

Numero articolo: CM0024828



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CKAP5 raised contro CKAP5 umano (ch-TOG), validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per investigare la dinamica dei microtubuli, l'organizzazione del fuso mitotico e la biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CKAP5 pAb coniglio
Note/Alias	TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9793
GeneID	9793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1763-2032 del CKAP5 umano (NP_001008938.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14008
Peso proteico	225kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio