

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cklf Per Wb, Elisa - Q9Ubr5

Numero articolo: CM0024584

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CKLF validato per WB e ELISA. Rileva CKLF umano, di topo e di ratto. Il bersaglio è un fattore simile alle chemochine coinvolto nell'infiammazione, nella chemiotassi e nella rigenerazione del muscolo scheletrico. Ideale per studi di immunologia e di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CKLF Rabbit pAb
Note/Alias	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
Specie	Umana
GeneID	51192
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-67 della CKLF umana (NP_057410.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBR5
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco