

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Ckm/Ckb Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

Numero articolo: CM0010618



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit contro CKM/CKB umano, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	CKM/CKB Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CKMM; M-CK; CPK-M
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1158
ID gene	1158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3-381 di CKM/CKB umano (NP_001815.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P06732
Peso molecolare proteico	43 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio