


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ckmt1A Per Wb, Elisa - P12532

Numero articolo: CM0027190



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CKMT1A convalidato per WB e ELISA, reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la creatina chinasi mitocondriale di tipo U, un enzima chiave nel metabolismo energetico, adatto per studi sulla funzione mitocondriale e sull'omeostasi energetica cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CKMT1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	548596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 258-417 di CKMT1A umana (NP_001015001.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12532
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio