


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ckmt1B Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

Numero articolo: CM0026283



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CKMT1B (creatina chinasi mitocondriale di tipo U) umano. Convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. 47kDa. Ideale per studi sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CKMT1B Rabbit pAb
Note/Alias	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1159
GeneID	1159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 di CKMT1B umano (NP_066270.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12532
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio