


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ckmt2 Per Wb Ed Elisa - P17540

Numero articolo: CM0023995



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CKMT2 validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Bersaglia la creatina chinasi mitocondriale di tipo S, essenziale per il metabolismo energetico nella ricerca cardiaca e muscolare scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CKMT2 Rabbit pAb
Note/Alias	SMTCK; CKMT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1160
GeneID	1160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-230 di CKMT2 umano (NP_001816.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17540
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio