


Anticorpo Policlonale Anti-Ckmt2 (Smtck) Per Wb Ed Elisa - P17540

Numero articolo: CM0025542



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting a CKMT2 (SMTCK) umano, validato per WB ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Utilizzare per la ricerca sul metabolismo energetico e sui mitocondri nel muscolo cardiaco e scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CKMT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SMTCK; CKMT2
Specie	Umano
GeneID (umano)	1160
GeneID	1160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-230 del CKMT2 umano (NP_001816.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17540
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio