


Anticorpo Policlonale Anti-Clasp1 Per Wb, Elisa - Q7Z460

Numero articolo: CM0026031



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLASP1 umano. Adatto per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Il target è una proteina di tracciamento all'estremità più dei microtubuli coinvolta nella migrazione cellulare e nella mitosi. Ideale per la ricerca in biologia cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLASP1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAST1; CLASP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23332
GeneID	23332
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1389-1538 di CLASP1 umano (NP_056097.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z460
Peso proteico	169kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio