

Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Pesante Della Clatrina Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00610

Numero articolo: CM0009909



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena pesante della clatrina umana (CLTC, Q00610). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul traffico di vescicole e coated pit.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-catena pesante della clatrina
Note / Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1213
ID Gene	1213
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1571-1670 della catena pesante della clatrina umana (NP_004850.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00610
Peso Proteico	187kDa
Spedizione	Sacca refrigerante