

Anticorpo Policlonale Contro La Catena Pesante Della Clatrina Per Wb E Elisa - Q00610

Numero articolo: CM0029449



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catena pesante della clatrina convalidato per WB e ELISA. Riconosce umano, topo e ratto.

Immunogeno: peptide sintetico dagli aa 1550-1650. Ideale per la ricerca sulle fosse rivestite, l'endocitosi, l'autofagia e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Catena pesante della clatrina Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1213
ID gene	1213
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1550-1650 della catena pesante della clatrina umana (NP_004850.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00610
Peso proteico	192kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio