

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Catena Pesante Clathrin Per Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - Q00610 / P53675

Numero articolo: CM0010001



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro la catena pesante della clathrina umana (CLTC/CLTCL1; Q00610/P53675). Validato per WB, IHC, IF, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'endocitosi, la mitosi e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Catena pesante clathrina mAb Coniglio
Note/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Catena pesante clathrina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1213/8218
Gene ID	1213/8218
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 della catena pesante della clathrina umana (Q00610).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00610/P53675
Peso Proteico	191kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio