

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cathepsina Heavy Chain Per Wb, If/Icc, Elisa - Q00610

Numero articolo: CM0014975



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la catena pesante della Clathrina umana (CLTC), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'endocitosi, la mitosi e l'autofagia. - Q00610

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cathepsina heavy chain Coniglio pAb
Note/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Catena pesante della Clathrina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1213
GeneID	1213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1451-1675 della catena pesante della Clathrina umana (NP_004850.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00610
Peso proteico	192kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio