

Anticorpo Policlonale Anti-Claudina 1 Per Wb & Elisa - 095832

Numero articolo: CM0020466

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Claudina 1 umana, validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la biologia delle giunzioni strette, la funzione di barriera e i meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Claudin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudin 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9076
GeneID	9076
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 137-211 della Claudina 1 umana (NP_066924.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095832
Peso Proteico	23 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio