

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Claudin 1 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O95832

Numero articolo: CM0007382

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Claudin 1 convalidato KD per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva CLDN1 umano, di topo e di ratto. Proteina delle giunzioni serrate, essenziale per la barriera epiteliale e l'ingresso virale. Ideale per la ricerca sulla biologia epiteliale e sulla virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	[Convalidato KD] Claudin 1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CLD1; SEMP1; ILVASC
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9076
ID gene	9076
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95832
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio