

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Claudina-3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15551

Numero articolo: CM0006785

introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-Claudina-3 rileva la Claudina-3 umana (UniProt O15551) nelle applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Essenziale per la ricerca sulle giunzioni serrate e sulle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Claudina-3
Note/Alias	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Claudina-3
Specie	Umana
GeneID (umana)	1365
GeneID	1365
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 121-220 della Claudina-3 umana mAb (NP_001297.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O15551
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante