

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Claudina-3 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O15551

Numero articolo: CM0026475

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Claudina-3 umana (CLDN3). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLDN3 Rabbit pAb
Note/Alias	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Specie	Umano
GeneID	1365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-220 della CLDN3 umana (NP_001297.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15551
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio