

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Claudin-4 Per Wb, Ip, Elisa - O14493

Numero articolo: CM0005513



introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Claudin-4 umana, convalidato per WB, IP ed ELISA. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette e sugli studi del recettore CPE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Claudin-4 mAb di coniglio
Note/Alias	CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudin-4
Specie	Umano
GeneID (umano)	1364
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 111-209 della Claudin-4 umana (NP_001296.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14493
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio