

Anticorpo Monoclonale Anti-Claudina 5 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - O00501

Numero articolo: CM0011182

introduzione

mAb di coniglio anti-Claudina 5 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni serrate e gli studi sulle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Claudina 5
Note/Alias	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7122
GeneID	7122
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 119-218 della Claudina 5 umana (NP_001349995.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O00501
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante