

Anticorpo Policlonale Anti-Claudina 6 Per Wb E Elisa - P56747

Numero articolo: CM0021016

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la Claudina 6 (CLDN6) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e ratto. Utile per studi sulle giunzioni serrate e l'ingresso dell'HCV nelle cellule epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Claudin 6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CLDN6
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	9074
ID gene	9074
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 121-220 della Claudina 6 umana (NP_067018.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56747
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio