

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Claudina 6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56747

Numero articolo: CM0006448

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Claudina 6 umana. Adatto per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulle giunzioni strette e l'ingresso dell'HCV.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	Claudin 6 Rabbit mAb
Note / Alias	Skullin
Specie	Umana
GenelD (Umana)	9074
GenelD	9074
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 119-219 della Claudina 6 umana (NP_067018.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P56747
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio