

## Abflo 647 Anticorpo Monoclonale Anti-Claudin18.2 Per Citometria A Flusso - P56856-2

Numero articolo: CM0009760



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato ABflo 647 di coniglio di alta qualità mirato al Claudin18.2 umano (isoforma A2). Validato per la citometria a flusso, riconosce una proteina delle giunzioni strette di 27kDa espressa nella mucosa gastrica. Ideale per la ricerca sulla barriera gastrica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Coniglio anti-Umano Claudin18.2 mAb                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias  | SFTA5                                                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                                |
| Gene ID (Umano)     | 51208                                                                                                                                |
| Gene ID             | 51208                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-261 del Claudin18.2 umano (NP_001002026.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                   |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                                |
| SWISS               | P56856-2                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 27kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                   |