

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Claudin18.2 Per If-P, Ihc-P, Elisa - P56856-2

Numero articolo: CM0011266

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Claudin18.2 di alta qualità, validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette gastriche e sulla funzione di barriera. SWISS: P56856-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Claudin18.2
Note/Alias	SFTA5; SFTPJ
Specie	Umano
GeneID (umano)	51208
GeneID	51208
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P56856-2
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante