


Anticorpo Policlonale Anti-Clca1 Per Wb, If-P, Elisa - A8K7I4

Numero articolo: CM0012875



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a CLCA1 (Regolatore 1 del canale del cloro attivato dal calcio). Validato per WB, IF-P, ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi su ipersecrezione di muco, infiammazione e trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CLCA1
Osservazioni/Alias	CACC, GOB5, CACC1, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1179
GeneID	1179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-150 del CLCA1 umano (NP_001276.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	A8K7I4
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio